

Regeneration Salt Tab

Регенерирующая соль в таблетках

- ▲ Высокочистая полностью растворимая выварочная таблетированная соль для применения в водоподготовительных установках
- ▲ Для регенерации и обратной промывки ионообменников
- ▲ Полное растворение таблетированной соли



Область применения

Специальная соль в таблетках по стандарту EN 973, выварочная соль для регенерации ионообменников в водоумягчительных установках.

Применение

Перед первым применением следует проверить материал в малозаметном месте на устойчивость к воздействию средства.

Смягчение воды:

Засыпать регенерирующую соль в ёмкость водоумягчительной установки. Следить за тем, чтобы ёмкость никогда не оставалась полностью пустой. Расход: информация не возможна.

Расход зависит от специфических для объекта условий и нормативов.



Указания

Изготовитель не несёт ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или неквалифицированного применения средства. Только для профессионального использования! Средство не предназначено для еды, и его не разрешается использовать при производстве продуктов питания.

Состав

Неорганические соли.
pH (1:100): 7,5