

Sanikal-Konzentrat

Igiene per locali sanitari

- ▲ Detergente sanitario leggermente alcalino, privo di acidi e di cloro
- ▲ Scioglie i residui di calcare e sapone calcareo, nonché macchie di olio e grasso
- ▲ Trattamento con un profumo fresco e intenso
- ▲ Le superfici trattate sono idrorepellenti ed antimacchia
- ▲ Delicato sui materiali
- ▲ Conforme alle raccomandazioni di pulizia del produttore di rubinetterie
- ▲ Contiene materie prime rinnovabili a base vegetale



Campo d'applicazione

Utilizzabile su superfici ed oggetti del settore sanitario resistenti all'acqua. L'impiego del prodotto può rendere opache le superfici calcaree come il marmo.

Applicazione

Prima dell'utilizzo, testare la resistenza del materiale in una posizione poco visibile. 1 dose = 40 ml. Risciacquare con acqua le superfici trattate.

Preparazione della soluzione pronta all'uso:

Riempire con acqua fredda un flacone spray da 500 ml fino alla marcatura e aggiungere 1 dose dal flacone concentrato da 1 L o con un sistema di dosaggio Kiehl (es. DosiExpress). Usare il flacone da 2 L con sistema di dosaggio Kiehl adeguato (es. DosiStation, Arcantec, DosiJet). A seconda dell'ambito di applicazione, servirsi del nebulizzatore (senza aerosol) o dell'ugello di nebulizzazione.

Pulizia corrente (flacone spray, privo di aerosol):

Bagnare la superficie con la soluzione pronta all'uso o trattare con un panno e una spugna non abrasiva. Consumo: 0,4 ml/m².


Pulizia corrente (flacone spray):

Spruzzare la soluzione pronta all'uso sotto al bordo di WC e orinatoi, pulire con lo spazzolino per WC e, dopo un breve tempo d'azione, sciacquare. Consumo: 0,4 ml/m².

Pulizia corrente (metodo bagnato):

80 ml in 8 L d'acqua fredda.

Bagnare la superficie con la soluzione detergente e trattare con un mop lavapavimenti. Consumo: 0,4 ml/m².



Avvertenze

Si declina ogni responsabilità per danni derivati da un uso improprio del prodotto. Prodotto non destinato ai consumatori finali come da 1999/44/CE Art.1!

Composizione (secondo 648/2004/CE)

Tensioattivi non ionici 5–15%, agenti chelanti, sostanze di manutenzione, solventi idrosolubili, stabilizzanti, coloranti, profumi.

Valore pH (prodotto concentrato): ca. 9

Valore pH (soluzione pronta all'uso): ca. 7,5

Classificazione

Classificazione (prod. concentrato): SGA07, Attenzione. H319 Provoca grave irritazione oculare. P280 Proteggere gli occhi. P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

Codice	Unità di misura (UM)	Numero di unità per pallet
j402407	Cartone da 4 flaconi dosatori PCR da 1 L	112
j402408	Cartone da 3 flaconi da 2 L	130